



شرکت دانش بنیان دناژن تجهیز


طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی

درباره ما

شرکت دناژن تجهیز در سال ۱۳۹۳، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران تأسیس شد، با افتخار به عنوان یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی برجسته خود را به مخاطبان معرفی کرده است. تمرکز ما بر روی طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی است. همچنین، مفتخریم دارای یک واحد فعال تحقیق و توسعه هستیم که دربردارنده ی جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا می باشد.

هدف اصلی ما در دناژن، ارائه راهکارهایی مناسب، قابل اعتماد و دقیق برای محققین و دانشمندان و متخصصین علوم بیولوژی مولکولی است تا بتوانند بهترین نتایج را در آزمایش های خود بدست آورند. همواره از بدو تاسیس تلاش کرده ایم با تمرکز بر کیفیت، دقت و انعطاف پذیری به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران با بهره مندی و استفاده از آخرین فناوری ها بهترین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی را به مشتریان خود ارائه دهیم. شرکت، با تولید کالایی در حد و کیفیت بهترین استانداردهای جهانی، در مسیر تبدیل شدن به یک برند معتبر جهانی تمام اهتمام خود را در این راه به کار می گیرد.





سمی درای

سمی درای: برای اولین بار در سال ۱۹۸۴، تکنیک سمی درای توسط آندرسن مطرح شد. ابتدا تکنیک بلاتینگ به صورت افقی و با استفاده از الکترودهای پلیتی صورت می گرفت. ژل و غشای نیتروسلولزی بین صفحات کاغذ صافی خیس شده با بافر ساندویچ می شدند. کاغذهای صافی به عنوان ذخیره کننده یونی و نیز جایگزین بافر در حالت تر بودند. سیستم سمی درای بلاتینگ با سادگی بالای خود اصول اساسی تکنیک بلاتینگ نیمه خشک را حفظ نموده است و نیز از طرف دیگر با دارا بودن بعضی ویژگی های جدید، سادگی استفاده و set up سریع را به بار آورده است.



- انتقال سریع پروتئین‌ها: برای انتقال کارآمد پروتئین‌ها از ژل به غشا استفاده می‌شود
- صرفه جویی در مواد: کاهش مصرف بافر و مواد اولیه
- راه‌اندازی سریع: ساده و سریع برای تنظیم و استفاده
- تکرارپذیری بالا: دقت و تکرارپذیری در نتایج آزمایش‌ها
- مناسب برای تحقیقات زیست‌مولکولی: شناسایی و تحلیل پروتئین‌ها

- کیفیت انتقال خوب
- سازگار با ژل‌های با سایز مختلف جهت انتقال
- مرغوبیت و مقاومت بالای کاتد و آند
- سازگار با انواع منبع تغذیه الکتروفورز
- قیمت رقابتی



SDTransblot

 15×20 $19 \times 23 \times 5$

همه برندها

محل دستگاه

ابعاد ژل (cm)

ابعاد دستگاه (cm)

مدل منبع تغذیه

دستگاه سمی دری برای تجزیه و تحلیل دقیق و کارآمد پروتئین‌ها در تحقیقات بیولوژیکی و بیوشیمیایی به کار می‌رود. مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی مدرن استفاده شده در ساخت این دستگاه، آن را به یکی از پایدارترین و قابل اعتمادترین دستگاه‌های بازار تبدیل کرده است.





ایران، تهران، حکیمیه، خیابان افق، مجتمع بین المللی پارک فناوری سلامت، مرکز رشد تجهیزات پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۹۸۲۱۶۶۸۴.۴۳۵ 

+۹۸۹۱۲۷۷۱۹۷۷۴ 

www.Denagene.com 

Salesmanager@denagene.com 



ساخت تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت رسالت ماست.