



شرکت دانش بنیان دناژن تجهیز

طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی

درباره ما

شرکت دناژن تجهیز که در سال ۱۳۹۳، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران تأسیس شد، با افتخار به عنوان یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی برجسته خود را به مخاطبان معرفی کرده است. تمرکز ما بر روی طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، و مواد آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی است. همچنین، مفتخریم که دارای یک واحد فعال تحقیق و توسعه هستیم که دربردارنده ی جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا می باشد.

هدف اصلی ما در دناژن، ارائه راهکارهایی مناسب، قابل اعتماد و دقیق برای محققین و دانشمندان و متخصصین علوم بیولوژی مولکولی است. تا بتوانند بهترین نتایج را در آزمایش های خود بدست آورند. همواره از بدو تاسیس تلاش کرده ایم با تمرکز بر کیفیت، دقت و انعطاف پذیری به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران با بهره مندی و استفاده از آخرین فناوری ها بهترین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی را به مشتریان خود ارائه دهیم. شرکت، با تولید کالایی در حد و کیفیت بهترین استانداردهای جهانی، در مسیر تبدیل شدن به یک برند معتبر جهانی تمام اهتمام خود را در این راه به کار می گیرد.






سیستم ژل کستینگ جهت سهولت در فرایند تهیه ژل آگارز به عنوان دستگاه کمکی الکتروفورز افقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور استفاده از ژل کستینگ دناژن، ابتدا و قبل از هر کاری لازم است قطعه متحرک مسدود کننده و سپس قطعه متحرک پیچ‌دار را بر روی قطعه بستر سوار کنید. حالا که سیستم ژل کستینگ آماده استفاده گردیده است، دستگاه آماده تهیه ژل می‌باشد.

با ژل کست می‌توانید طول و عرض ژل الکتروفورز خود را مطابق تری ژل خود بسازید و همچنین عمق ژل را نیز مشخص کنید. توجه شود که شرکت دناژن تجهیز قابلیت تولید مدل‌های سفارشی متناسب با نیازهای خاص را دارا می‌باشد.

ژل کست



- تهیه ژل آگارز
- مولکولاریبولوژی
- ژنتیک
- تشخیص مولکولی



- ژل گذاری تمیز الکتروفورز
- سادگی در ژل ساختن
- استفاده از مواد اولیه عالی
- قابلیت ساخت انواع سائز ژل

MultiHD	MidiHD	نام مدل
ساخت انواع ژل آگارز	ساخت انواع ژل آگارز	قابلیت کاربری
۱.۰x۱.۰ ۷x۷ ۱۵x۱۵	۱.۰x۱.۰ ۷x۷	حداکثر سایز ژل (cm)
بله	بله	امکان ساخت مدل سفارشی



ژل کستینگ برای تولید ژل‌های آزمایشگاهی با کیفیت بالا که در تحقیقات ژنتیکی، بیوشیمیایی و زیست‌شناسی مولکولی استفاده می‌شوند، ایده‌آل است. سیستم ژل کستینگ ما با طراحی نوآورانه و مواد با کیفیت بالا، فرآیند ریختن ژل‌ها را با دقت و سهولت بیشتری نسبت به محصولات رقبا انجام می‌دهد.



دفتر مرکزی: ایران، تهران، حکیمیه، خیابان افق، مجتمع بین المللی
پارک فناوری سلامت، مرکز رشد تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی

واحد تولید: ایران، تهران، حکیمیه، ابتدای جاده تلو شمال، مرکز نوآوری
پیشران

+۹۸۹۱۲۷۷۱۹۷۷۴ 

www.Denagene.com 

Salesmanager@denagene.com 



دناژن، ژن قدرتمند

کلیه حقوق این بروشور برای شرکت دناژن تجهیز محفوظ است